


Aprilla

EN

FR

TR



ABS 1030

Dijital Banyo Baskülü

Digital Bathroom Scale

kullanma kılavuzu

user manual



- Bu cihaz ev kullanımı için tasarlanıp, üretilmiştir. Ticari veya sanayi amaçlı kullanıma uygun değildir.
- Bu cihaz çocukların ilgisini çekebilir ancak bildiğiniz üzere oyuncak değildir. Bu sebeple cihazını çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza ediniz.
- Diğer uyarılar için bu kılavuz içindeki "**Güvenlik Talimatları**" bölümüne bakınız.
- Lütfen kılavuzu okuyup, sonrasında ürünü kullanmaya başlayınız.

- *This device is designed and manufactured for home use. It is not suitable for commercial or industrial purposes.*
- *This device may be interest of children, but as you know it is not a toy. In this reason, device being where children can't reach place.*
- *Other information in this guide to see the section "**Safety Instructions**".*
- *Please read the manual, you can start using the product after that.*



Cihazla Oynamamalarını Güvenceye Almak İçin Çocuklar Gözetim Altında Tutulmalıdır. Bu ürün (çocuklar dahil) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenliğinden sorumlu olan kişiler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemiş kişilerin kullanımına uygun değildir.

Children Being Supervised not to Play with the Appliance

this appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Merhaba,

Öncelikle ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Kılavuzdaki bilgilere ileride de ihtiyacınız olabileceğinden lütfen kılavuzu saklayınız. Bu kılavuz güvenli kullanım ve üründen maksimum performansı elde etmeniz için hazırlanmıştır.

İyi günlerde kullanmanızı dileğiyle.

Hello,

First of all thank you for choosing Kiwi product. Please read this manual carefully before using your device. Please keep the manual as it may need in future. This guide is designed to help you to achieve maximum performance.

We wish you a pleasant use.

Aprilla

SPECIFICATIONS

- Maximum weight capacity: 150kg/330lb/23.6st
- Minimum measurable weight: 2.5kg/5.5lb/0.4st
- Graduation: 0.1KG/0.21lb
- User selectable units: kg/lb/st
- Low-battery indicator: LO
- Overload indicator: EEEE
- Operating temperature: 5°C ~ 40°C

EN

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Get one CR2032 Lithium battery put in the battery seat of the back of scale
2. Choice the weight unit and move to the right position.
3. The scale must put on the smooth hard floor.
4. Turn on scale by standing on the scale directly
5. The display will show 0.0kg
6. Always stand in the center of the platform, thus enabling the scale to take your weight exactly.
7. Within seconds, personal weight is established electronically and displayed
8. Once you step off the scale after weighing, it will switch itself off automatically after few seconds.

TROUBLE SHOOTING

- Display "EEEE" .if weight exceeds the maximum capacity of 150kg/330lb/23.6st. "EEEE" Appears on the display, Please step off the scale immediately, otherwise the scale may be damaged.
- Display "Lo". Low battery. The user is advised to replace a pair of new battery.

PRECAUTIONS

- Avoid overload, other wise, permanent damage to the scale will occur.
- Do not disassemble the product other than replacing the battery.
- Clean after use with a lightly damper cloth, do not use solvents or immerse the products in water.
- Avoid excessive impact or vibration to the unit, such as dropping the product onto the floor.

NOTICE

- Keep the glass platform is dry for fear body will be slip. Note the scale guard against wet.
- Do not put the scale on the soft floor (like on the carpet), otherwise the measure is inaccurate.
- Do not put any other things on the glass platform if you not use.

IMPORTANT: Remove the plastic under the battery.

SPÉCIFICATIONS

- Poids maximum pris en charge : 150 kg/330 lb/23.6 st
- Poids minimum mesurable : 2.5 kg/5.51 lb/0.4 st
- Grade : 0.1 KG/0.21lb
- Unités à sélectionner par l'utilisateur : kg/lb/st
- Indicateur de piles faibles : LO
- Indicateur de surcharge : EEEE
- Température de fonctionnement : 5°C ~ 40°C

INSTRUCTIONS RELATIVES À L'UTILISATION

1. Placez une pile au lithium CR2032 dans le compartiment à piles à l'arrière de l'échelle.
2. Sélectionnez l'unité de poids et placez l'appareil à la position appropriée.
3. Placez l'échelle sur un sol lisse et ferme.
4. Tournez l'échelle en vous y tenant droit.
5. L'afficheur indique 0.0 kg
6. Tenez-vous toujours au centre de l'échelle ; cela permet à l'échelle de mesurer exactement votre poids.
7. Au bout de quelques secondes, votre poids est mesuré électroniquement et affiché.
8. Dès que vous en descendez après vous être pesé, l'appareil s'éteint automatiquement au bout de quelques secondes.

DÉPANNAGE

1. L'appareil affiche "EEEE" lorsque le poids dépasse sa capacité limite de 150 kg/330 lb/23.6 st. Lorsque "EEEE" s'affiche : descendez immédiatement de l'échelle, au risque de l'endommager.
2. "Lo" s'affiche : Piles faibles. Ce message informe l'utilisateur qu'il doit remplacer les piles.

PRÉCAUTIONS

1. Évitez toute surcharge, au risque d'endommager définitivement l'appareil.
2. Hormis lors du remplacement des piles, ne démontez pas l'appareil.
3. Après usage, nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon légèrement humidifié. Évitez de plonger l'appareil dans de l'eau.
4. Évitez d'exposer l'appareil à des chocs ou à des vibrations. Par exemple, évitez de le laisser tomber au sol.

REMARQUE

1. Maintenez la plateforme en verre toujours sèche, autrement, vous pourriez y glisser. Tenez l'échelle à l'abri de l'humidité.
2. Ne placez pas l'échelle sur un sol doux (tel que le tapis), car cela pourrait fausser les mesures.
3. Ne placez pas d'autre objet sur la plateforme si vous ne l'utilisez pas.

IMPORTANT : Retirez le plastique qui se trouve sous la pile.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Maksimum ağırlık kapasitesi: 150kg/3301bs/23.6st
- Minimum ölçülebilir ağırlık:2,5kg/5,51bs/0,4st
- Kademe: 0,1KG/0,21bs
- Kullanıcı tarafından belirlenen birimler: kg/lb/st
- Düşük pil göstergesi: LO
- Aşırı yük göstergesi: EEEE
- Çalışma sıcaklığı:5°C ~ 40°C

KULLANIM TALİMATLARI

1. Bir adet CR2032 Lityum pili tartının arka kısmındaki pil bölmesine yerleştirin
2. Ağırlık birimini seçin ve doğru konuma getirin.
3. Tartı düz ve sert bir zemine yerleştirilmelidir.
4. Tartıya basarak tartıyı açın.
5. Gösterge 0,0kg'ı gösterir.
6. Tartının kilonuzu tam olarak ölçebilmesi için daima platformun ortasında durun.
7. Saniyeler içinde, ağırlığınız elektronik olarak hesaplanır ve gösterilir.
8. Tartılma işleminin ardından tartıdan indikten birkaç saniye geçtikten sonra cihaz otomatik olarak kapanır.

SORUN GİDERME

1. Ağırlık 150kg/3301bs/23,6st değerindeki maksimum kapasiteyi aşarsa "EEEE" görüntülenir. "EEEE" gösterilir. Lütfen derhal tartıdan inin; aksi takdirde tartı hasar görebilir
2. "Lo" göstergesi Düşük pil. Kullanıcının bir çift yeni pille eski pilleri değiştirmesi önerilir.

ÖNLEMLER

1. Aşırı yükten kaçının, aksi takdirde tartıda kalıcı hasar oluşabilir.
2. Pili değiştirmek dışında ürünü parçalarına ayırmayın.
3. Kullanım sonrasında hafifçe ıslatılmış bir bez kullanın. Çözücü kullanmayın veya ürünü suya batırmayın.
4. Yere düşürmek gibi nedenlerle cihazın şiddetli bir darbe almasını önleyin.

NOT

1. Ayağınızın kayma tehlikesi olabileceğinden cam platformu kuru tutun. Tartı koruyucusunun ıslanmamasına dikkat edin.
2. Tartıyı yumuşak bir zemin (halı gibi) üzerine yerleştirmeyin, aksi takdirde değer yanlış çıkabilir.
3. Kullanmadığınız zamanlarda cam platformun üzerine başka eşyalar koymayın.

ÖNEMLİ: Pilin altındaki naylonu çıkarın.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, satılanı alıkoyp ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, imkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin reddi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

TAŞIMA ve NAKLİYEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Cihazınızı satın almış olduğunuz yerden hasarsız ve eksiksiz bir biçimde teslim aldığınızdan emin olunuz. Aksesuar eksikliği veya cihazın hatalı depolama koşullarından dolayı kırık gibi çıkması durumlardan satıcıyı mağaza içinde anına bildiriniz. Gerekirse ürünü teslim almayınız. Ürünü teslim almanız durumunda yasal herhangi bir hak iddia etmeniz mümkün değildir.

Cihazınızı taşıma veya nakliye esnasında herhangi bir darbeye maruz bırakmayacak gerekli önlemleri alınız.

Cihazınızı kargo veya posta yoluya herhangi bir yere gönderirken mutlaka "sağlam bir koli içine" hasar görmeyecek şekilde ambalajlamasını yapınız. Ürününüzün orjinal ambalajını satın alma tarihinden itibaren asgari 6 ay saklayınız.

ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIM

Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda güç düğmesinden kapatın.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

1. Elektrikli cihaz ise: Tüm talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Açmadan önce, elektrik şebekenizin voltajının cihazın yanındaki/altındaki ürün üstü etiketinde belirtilen değerle aynı olduğundan emin olun.
2. **UYARI:** Islak zeminde cihazınızın elektrik kablosunun su ile temasını engelleyin.
3. Çocuklar tarafından ya da çocukların yakınında herhangi bir cihaz kullanılırken, yakın gözetim gerekir. Hiç bir zaman çocukların gözetimsiz cihaz çalıştırmasına izin vermeyin.
4. En iyi verimliliği sağlamak için cihaz kullanım talimatlarınıza uyun.
5. Cihazınızı sobalardan veya diğer ısı kaynaklarından uzak tutun. Isı ünitenin plastik, cam ve metal parçalarının deforme olmasına ve renk değiştirmesine neden olabilir.
6. Elektrikli cihaz ise: Elektrik kablosunu prizden çekmeden önce cihazınızı gövdesindeki anahtardan kapatın. Hasarı önlemek için, lütfen fişi kabloyu çekerek değil, fişi tutarak çıkarın.
8. Bu cihaz, 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, algılama veya zihinsel becerileri yeterli olmayan veya deneyimli ve bilgili olmayan kişiler tarafından, gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar verildiği ve tehlikelerin anlaşılmasının sağlandığı koşullarda kullanılabilir.
9. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
10. Elektrikli cihaz ise: Cihazı temizlemeden ya da bakımını yapmadan önce, fiş prizden çıkarılmış olmalıdır. Pili ise: Kapalı olmalıdır.
11. Elektrikli cihaz ise: Bir uzatma kablosu kullanılması önerilmez.
12. Cihaz düzgün şekilde çalışmıyorsa, güç kaynağını kapatın ve yetkili bir servis acentesine başvurun.
13. Elektrikli cihaz ise: Güç kablosu hasar görmüşse, bir tehlikeyi önlemek için üretici veya servis acentesi tarafından veya benzer yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.
14. Elektrikli cihaz ise: Cihazınızı elektrik kablosundan tutarak taşımayınız.
15. Elektrikli cihaz ise: Kullanılmadığı zamanlarda fişini çıkarın. Fişi prizden çıkarmadan önce, güç düğmesini kapatın.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Cihazınızı ısıtma aygıtlarına yakın yerlerde bulundurmuyunuz. Cihaza darbe uygulamayınız ve düşürmeyiniz. Cihazınızı nemli ve ıslak ortamlarda bulundurmuyunuz ve kullanmayınız.

Değerli Müşterimiz,

En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yanı sıra; en iyi hizmeti vermenin de önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle her türlü soru, şikayet, görüş ve önerileriniz için 0850 333 27 75 numaralı Müşteri Hizmetlerimizden bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca en güncel teknik servislerimizin iletişim bilgilerini web sitemiz üzerinden öğrenebilirsiniz.



Müşteri Hizmetleri

0850 333 27 75

www.aprilla-care.com

destek@aprilla-care.com

TR

Tüketicinin Dikkatine:

Ürünlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek için aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz:

1. Ürünü aldığınızda Garanti Belgesini mutlaka yetkili satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürünü kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki müşteri hizmetleri numarasına başvurunuz.
4. Teknik servisteki işiniz bittiğinde "Yetkili Servis Hizmet Fişi" almayı unutmayınız. Alacağınız bu Hizmet Fişi, ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.

GARANTİ SÜRESİ ve KULLANIM ÖMRÜ

Bu ürünün garanti süresi 2 (iki) senedir.

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na tespit edilen kullanım ömrü 7 senedir.

GARANTİ BELGESİ

ÜRETİCİ VE İTHALATÇI FİRMA

Ünvanı : BMVA ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Adresi : Türe Sk. No: 2 Küçükçekmece/İstanbul - Türkiye
Tel : 0850 333 27 75
Yetkili Kişi :


Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Gültepe Mah. Türe Sk. No: 2 Küçükçekmece/İST.
Tel: 0212 580 05 05 Faks: 0212 580 05 15
Vergi Dairesi: Küçükçekmece Vergi No: 178 076 9688
Sicil No: 987028

Ürünün Cinsi : Dijital Banyo Baskülü
Markası : Aprilla
Modeli : ABS-1030
Teslim Tarihi ve Yeri :
Garanti Süresi : 2 Yıl
Kullanım Ömrü : 7 Yıl

SATICI FİRMA

Ünvanı :
Adresi :
Tel. Fax :
Fatura Tarihi ve No :
Teslim Tarihi ve Yeri :
İmza ve Kaşe :

Bu bölüm, ürünü satın aldığınız Yetkili satıcı tarafından imzalanacak ve kaşelenecektir.
Bu belgenin hazırlanması; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve en az 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11. maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- İmkan varsa, Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4. Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.

Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

İş Günü: Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve pazar günleri dışındaki çalışma günlerini ifade eder.

5. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

6. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığını, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

9. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasına ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

10. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Yukarıdaki hükümler sadece tarafı tüketici olan satışlarda uygulanır.

Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişidir.



Ürünün doğru yok edilmesi.

Bu işaret, bu ürünün AB dahilinde evsel atıklarla birlikte uzaklaştırılmaması gerektiğini göstermektedir. Denetimsiz atıkların çevreye ve insan sağlığına olası olumsuz etkilere yol açmaması amacıyla, malzeme kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yeniden kullanılabilmesini sağlamak için sorumlu davranarak ürünü geri dönüştürün. Kullanılmış cihazları iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın ya da ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurun. Bu kişiler ürünün çevreye dost bir şekilde geri dönüştürülmesi için teslim alabilir.

Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Mise au rebut appropriée de cet appareil

Ce symbole indique que cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à travers l'Europe. Pour préserver l'environnement et la santé des personnes face à l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez votre appareil de manière responsable afin d'encourager la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre ancien appareil, utilisez les systèmes de retour et de collecte ou veuillez contacter le revendeur auprès de qui vous avez acheté l'appareil. Ils pourront procéder au recyclage de l'appareil en toute sécurité.

Bu kullanma kılavuzu çevreye zarar vermeyecek ve geri dönüşüme uygun olacak şekilde üretilmiştir. Bu kılavuz 6502 sayılı kanun ve tanıma - kullanma kılavuzu yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir. Bu garanti belgesindeki olabilecek tipografik yazım veya baskı hatalarından BMVA sorumlu değildir.



aprilla-care.com

Aprilla

İthalatçı-İmalatçı Firma / Importer-Manufacturer
BMVA Elektronik San. Tic. ve A.Ş.
Türe Sk. No:2 K.Cekmece/Istanbul - Turkey
Made in P.R.C. K455 (12.16)

Bu cihaz EEE ve AEEE yönetmeliğine uygundur.
This device appropriate for regulations according
to Waste Electrical and Electronic Equipment
(WEEE).



Bu ürün doğa dostu bir fabrikada üretilmiştir.
This product is produced in nature friendly factory.



© 2016 BMVA. Tüm hakları saklıdır. Aprilla logosu BMVA'ya aittir. Diğer tüm logo ve markalar sahiplerine aittir. Yazım ve baskı hatalarından BMVA sorumlu değildir.

© 2016 BMVA. All rights reserved. Aprilla logo is owned by BMVA and registered. All other trademarks and signs are property of their owners. BMVA is not responsible for printing and composing mistakes.